

CANGINIBENNE srl

Via Savio, 29/31 - 47027 Sarsina FC - Italy

tel. 0039 0547 698020

fax 0039 0547 698021

commerciale@canginibenne.com

www.canginibenne.com

ATTENZIONE

LIMITE VITA DELLA MACCHINA

Il limite vita della macchina è di 5 ANNI.

Trascorsi 5 ANNI dalla data di costruzione riportata sulla targa di identificazione, la macchina deve essere obbligatoriamente revisionata da un'officina autorizzata dalla CANGINIBENNE S.R.L.

Allo scopo contattare il SERVIZIO ASSISTENZA:

Tel. 0039 - 0547 - 698020

Fax. 0039 - 0547 - 698021

E-mail: service@canginibenne.com

La CANGINIBENNE S.R.L. stabilisce in 10 ANNI il FINE VITA dell'attrezzatura, a meno che la stessa non venga inviata al Costruttore per una revisione generale.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Modello / Model / Modèle Modell / Modelo		TRINCIAC TC2 - 14CC L = 1000	
Tipo Macchina / Machine type / Maschinen typ / Tipo maquina		ADP. CR50	
Code / Code / Código	09532359014X1	Lang. mm / Width mm / Largeur mm / Breite mm / Ancho mm	L = MM. 1000
Anno fab. / Manuf. year / Anno' de fabrication / Erzeugungsjahr / Ano de fabricacion	2026	Cap. SAE lt. ****	kg. 283
Pres.lav. daN/dm2 / Oper. pres. daN/dm2 / Pression travail daN/dm2 / Betriebsdruck daN/dm2 / Presion de trabajo daN/dm2 ****			
Cap. sollev. Kg / Lifting cap. Kg / Cap. ac. levage Kg / Tragfähigkeit Kg / Cap. elevac. Kg ****			
Rif. Ordine / Order ref / Ref Ordre / Bestelleungsvezug / Ref. pedido	VP00668301	Codice dente / Tooth code / Code dent / Zahn kodex / Código diente	
Certificato n. / Certificate n. / Numero de certificat / Bescheinigung - Number / Certificado n.	00816814	N. Serie / Serial N. / N. de serie / Seriennummer / N. de serie 00816814	
IT	Legale Rappresentante		
Sarsina, 04/05/2026			

La CanginiBenne, in qualità di costruttore, dichiara che l'attrezzatura intercambiabile è conforme in tutte le sue parti alla Direttiva 2006/42/CE ed alle seguenti norme: UNI EN ISO 12100:2010 / Safety of machinery - General principles for design Risk assessment and risk reduction

Il Fascicolo Tecnico viene costituito dalla CanginiBenne s.r.l.

Destinazione d'uso: Attrezzatura intercambiabile

TESTA TRINCIANTE TC

06.02.IT

R11-4